



Calle 74 No. 15-13/15 Ofc. 501
Bogotá – Colombia
Tel. (57.1) 7024960, 3106285948
www.laboutique.com.co

TERAPIA DE SUEÑO



MASCARA NASAL DREAMWEAR

INVIMA 2019DM-0003537-RI



FICHA TÉCNICA

El diseño único de DreamWear reúne muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de olivas para ofrecer lo mejor de ambos tipos. Además, la libertad de movimiento y la comodidad que proporciona DreamWear harán sentirse al paciente como si no llevara nada*.

ESPECIFICACIONES

- Presión de funcionamiento: 5-30 cmH₂O
- Materiales
 - Almohadilla: Silicona
 - Arnés: Combinación UBL/malla
 - Clips del arnés/tubo: Elastómero de poliéster termoplástico
 - Desmontaje rápido: Polioximetileno (acetálico)
 - Armazón/codo/conector giratorio: Policarbonato Resistencia con válvula antiasfixia cerrada a la atmosfera descenso en la presión
- Resistencia

Descenso de la presión (cm H ₂ O)		a 50 SLPM	a 100 SLPM
Tamaño de la almohadilla	S	1,1	4,0
	M	1,1	3,9
	L	1,0	3,7
	MW	0,9	3,4

- Espacio muerto

Tamaño del armazón	SM	MED	LG
Tamaño de la almohadilla	S: 74 ml	S: 77 ml	S: 79 ml
	M: 76 ml	M: 79 ml	M: 82 ml
	L: 80 ml	L: 83 ml	L: 86 ml
	MW: 81 ml	MW: 84 ml	MW: 87 ml



Calle 74 No. 15-13/15 Ofc. 501
Bogotá – Colombia
Tel. (57.1) 7024960, 3106285948
www.laboutique.com.co

TERAPIA DE SUEÑO



- Niveles de sonido
 - Nivel de potencia acústica ponderado A 25 dBA
 - Nivel de potencia acústica ponderado A A 1 m 18 dBA
- Condiciones de almacenamiento
 - Temperatura entre -20°C y +60°C
 - Humedad relativa de 15% y un 95% de humedad relativa, sin condensación

BENEFICIOS

- Accesorio de tubería ubicado en la parte superior de la cabeza ofrece libertad de movimiento durante la noche
- Evita marcas rojas, incomodidad o irritación en el fosas nasales o en el puente nasal **
- Los usuarios calificaron a DreamWear como más estable, más cómodo y más atractivo que su máscara prescrita *
- Marco de silicona suave y flexible y envolturas de tela proporcionar un toque suave en la mejilla del paciente
- Los usuarios nos dijeron que DreamWear les dio más libertad para moverse, tenía un mejor ajuste que su máscara prescrita, y se acerca más hacerles sentir que no tienen nada en la cara durante la terapia. *

VENTAJAS DIFERENCIALES

Como no llevar nada

DreamWear, diseñada para ofrecer muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de almohadillas, proporciona a los pacientes lo mejor de ambos tipos. Su excepcional diseño dirige el flujo de aire a través de armazón de la mascarilla para que el paciente pueda dormir cómodamente. La almohadilla subnasal de mínimo contacto evita la aparición de marcas rojas, la incomodidad y la irritación en los orificios nasales y el puente nasal¹.

Libertad de movimientos

Los usuarios de DreamWear gozan de mayor libertad de movimiento durante la noche que con las mascarillas que habitualmente se prescriben². Al no estar impedidos por incómodos tubos, pueden dormir en cualquier postura: bocabajo, de lado o bocarriba.

Ajuste y comodidad increíbles

Los usuarios afirman que DreamWear es más cómoda, elegante y se ajusta mejor que las mascarillas que habitualmente se prescriben³. Su estructura suave y flexible de silicona y tela resulta agradable al contacto con la mejilla.

ACCESORIOS

- Arnés
- Manguitos de tela para el armazón de la mascarilla (opcional)
- Almohadillas de la mascarilla disponible en los tamaños S, M, L, MW con mecanismo de exhalación integrado
- Armazón De La Mascarilla
- Manual de instrucciones de uso

VÍA ÚTIL (ESPERADA SEGÚN MANUAL BAJO CONDICIONES INICIALES)

- 7 -12 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente.