

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	
--	--	--------------------------------	---

## MASCARA ORNASAL AMARA VIEW

INVIMA 2009DM-0003537



### FICHA TÉCNICA

Una idea cuyo tiempo ha llegado. El increíble diseño debajo de la nariz del Amara View lo convierte en la única máscara completa que no causará marcas rojas en el puente de la nariz cuando se compara con los líderes del mercado. Amara View es también el más pequeño y liviano † y tiene el campo de visión más amplio de todas las máscaras frontales completas. Es fácil usar anteojos, leer, ver televisión y usar una computadora o tableta antes de conciliar el sueño.

### ESPECIFICACIONES

- Presión de funcionamiento: 5-30 cmH<sub>2</sub>O
- Materiales
  - Almohadilla: Silicona
  - Arnés: Combinación UBL/malla
  - Clips del arnés/tubo: Elastómero de poliéster termoplástico
  - Desmontaje rápido: Polioximetileno (acetálico)
  - Armazón/codo/conector giratorio: Policarbonato Resistencia con válvula antiasfixia cerrada a la atmosfera descenso en la presión

	50 SLPM	100 SLPM
Todos los tamaños	0,8 cm H <sub>2</sub> O	2,0 cm H <sub>2</sub> O

- Cerrado a la atmosfera: debe mantenerse un mínimo de 3 cmh<sub>2</sub>o para garantizar el cierre de la válvula antiasfixia
- Abierto a la atmosfera: en ausencia de presión positiva en las vías respiratorias. La valvula antiasfixia se abre

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	
--	--	--------------------------------	---

- Niveles de sonido
  - Nivel de potencia acústica ponderado A 32,5 dBA
  - Nivel de potencia acústica ponderado A A 1 m 24,2 dBA
- Resistencia inspiratoria y espiratoria con válvula anti-asfixia abierta a la atmosfera a 50 SLPM:
  - Resistencia inspiratoria: 1,0 cm H<sub>2</sub>O
  - Resistencia espiratoria: 1,0 cm H<sub>2</sub>O
- Espacio muerto
  - S 150,4 ml
  - M 148,8 ml
  - L 167,8 ml
- Condiciones de almacenamiento
  - Temperatura entre -20°C y +60°C
  - Humedad relativa de 15% a 95% sin condensación

## BENEFICIOS

- Diseño innovador que evita marcas rojas, incomodidad o irritación en el puente nasal \*
- La más pequeña y liviana † de todas las máscaras frontales completas
- El campo de visión más amplio de todas las máscaras frontales completas \*
- Permite usar anteojos, leer y mirar televisión
- Fácil de usar con un marco modular para todos los tamaños de cojín
- Sin cojín voluminoso y marco en frente de su cara y ojos

## VENTAJAS DIFERENCIALES

Amara View, gracias a la almohadilla que ofrece bajo la nariz, evita las marcas rojas, la incomodidad y la irritación del puente nasal\*. Este diseño hace de Amara View el modelo con mayor campo de visión de las principales mascarillas del mercado y, además, permite llevar gafas, leer o ver la TV\*\*.

### *Fácil de usar*

Además de ser la mascarilla facial más pequeña y ligera † del mercado, Amara View es fácil de usar, ya que dispone de una sola estructura modular para todos los tamaños de almohadilla.

### *Características adicionales*

Las almohadillas de Amara View no son voluminosas, y su estructura permite que la cara, y los ojos en particular, queden libres. Además, sus tiras de tela son cómodas y suaves, y dispone de pestañas de desmontaje rápido que facilitan su uso.

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 <a href="http://www.laboutique.com.co">www.laboutique.com.co</a></p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	
--	---	------------------------------------	---

## ACCESORIOS

- Arnés
- Presillas del arnés
- Almohadillas de la mascarilla disponible en las tallas S, M, L
- Tubo de liberación rápida
- Manual de instrucciones de uso

## VÍA ÚTIL (ESPERADA SEGÚN MANUAL BAJO CONDICIONES INICIALES)

- 7 -12 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente.