

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	
--	--	--------------------------------	---

## Mascara Nasal AirFit F20 Adulto



### FICHA TÉCNICA

Hay un motivo por el cual la AirFit™ F20 de ResMed ocupa el primer lugar en la preferencia general de los pacientes en comparación con las mascarillas para CPAP líderes del sector.<sup>1</sup> Mejora el nivel de las mascarillas CPAP compactas, ya que ofrece un rendimiento sin esfuerzo, comodidad y libertad visual, con un diseño fácil de utilizar. La AirFit F20 tiene un exclusivo armazón que se ubica por debajo de los ojos y ofrece una visión despejada, al tiempo que la almohadilla Spring Air™ se adapta cómodamente a su rostro para lograr un sellado óptimo. También resulta práctica de usar, con broches de alineación automática EasyClick en el arnés que facilitan la colocación y el retiro.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Presión de funcionamiento</b>	Minima: 3 cmH <sub>2</sub> O
	Máxima: 40 cmH <sub>2</sub> O
<b>Espacio muerto</b>	Con almohadillas grandes < 222 ml
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	-20°C a 60 °C
	15% a 95% de Humedad Relativa

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	
--	--	--------------------------------	---

## BENEFICIOS

- Diseñada para que un único paciente pueda usarla en repetidas ocasiones en su domicilio o para reutilizarse en varios pacientes en hospitales o instituciones.
- Esta mascarilla es compatible para ser utilizada con los equipos AutoSet CSTM 2 y VPAP™ Adapt SV de ResMed.
- La mascarilla y el arnés pueden ser lavados a mano, este proceso debe realizarse con suavidad

## VENTAJAS

- Diseñada para que un único paciente pueda usarla en repetidas ocasiones en su domicilio o para reutilizarse en varios pacientes en hospitales o instituciones.
- Esta mascarilla es compatible para ser utilizada con los equipos AutoSet CSTM 2 y VPAP™ Adapt SV de ResMed.
- La mascarilla y el arnés pueden ser lavados a mano, este proceso debe realizarse con suavidad.

## VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES)

- ✓ 7 a 12 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente.