

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	 <p><b>ResMed</b></p>
--	--	--------------------------------	--

## Mascara Nasal AirFit N30 Adulto



### FICHA TÉCNICA

El diseño del AirFit N30i de ResMed se caracteriza por un tubo en la parte superior de la cabeza, que hace que sea más fácil dormir en cualquier posición. La almohadilla para el soporte nasal se asienta cómodamente debajo de la nariz y no dentro de ella, ideal para personas que duermen de lado o boca abajo.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Presión de funcionamiento</b>	Minima: 4 cmH <sub>2</sub> O
	Máxima: 25 cmH <sub>2</sub> O
<b>Niveles de ruido</b>	24 +/- 3 dBA
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	-20°C a 60 °C
	15% a 95% de Humedad Relativa

#### RESISTENCIA

Descenso de la presión	a 50 SLPM	a 100 SLPM
cmH <sub>2</sub> O	0,4	1,7

 <p><b>LA BOUTIQUE</b> DEL CUIDADO RESPIRATORIO</p>	<p>Calle 74 No. 15-13/15 Of 501 Bogotá – Colombia Tel. (57 1) 7024960 3106285948 www.laboutique.com.co</p>	<p><b>TERAPIA DE SUEÑO</b></p>	 <p><b>ResMed</b></p>
--	--	--------------------------------	--

## VENTAJAS

### Duerme de la forma en la que desees

- El innovador diseño de la máscara nasal N30 con su tubo en la parte superior de la cabeza brinda libertad para dormir en cualquier posición, además su estructura curva para el cushion se ajusta cómodamente debajo de su nariz.

### Descanse cerca de su pareja

- Duerma con mayor libertad y cerca de su compañero de cama, esto gracias a no tener el tubo de aire en el frente de su cara, de esta manera la máscara no estará en su camino.

### Simplifica su rutina para dormir

- La máscara nasal N30 está diseñada para ponerse o quitarse fácilmente facilitando su postura al momento de dormir o levantarse.
- El arco de la mascarilla cuenta con un sistema de fácil desconexión del tubo para ayudarle si necesita levantarse en la noche.

## VIDA ÚTIL (ESTIMADA SEGÚN FÁBRICA BAJO CONDICIONES INICIALES)

- ✓ 7 a 12 meses dependiendo del uso y cuidados del paciente.